

# INFORMACJA O PRODUKCIE NIEBEZPIECZNYM

## neodisher SBK

**Zastosowanie produktu:** Płynny środek płuczący do zastosowań przemysłowych.  
Wyrób medyczny. Do użytku maszynowego.

**Obszar roboczy:**

**Miejsce pracy:**

**Czynność wykonywana:**

### ZAGROŻENIA DLA LUDZI I ŚRODOWISKA



**Charakterystyka chemiczna:** ciekły kwaśny preparat (mieszanina)

**Zagrożenia:** Xi

**PRODUKT DRAŻNIĄCY**

R36

Działa drażniąco na oczy

**Dane fizyko-chemiczne:**

**Postać:** bezbarwna ciecz

**Wartość pH:** 3,7 - 3,0 (0,5 - 1,5 ml/l)

### ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I OCHRONA OSOBISTA



Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę.

### PIERWSZA POMOC



**Uwagi ogólne:** Należy przestrzegać uwag dotyczących bezpieczeństwa i użytkowania zamieszczonych na etykiecie.

**W kontakcie ze skórą:** Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Skażone partie skóry zmyć dokładnie wodą. Założyć sterylny opatrunek. Zasięgnąć rady lekarza.

**W kontakcie z oczami:** Wypłukać obficie dużą ilością wody (10 - 15 min.). Chronić niepodrażnione oko, zdjąć szkła kontaktowe. Założyć sterylny opatrunek. Zasięgnąć rady lekarza okulisty.

**Po połknięciu:** Wypłukać poszkodowanego usta, dać do picia duże ilości wody. Zasięgnąć rady lekarza, pokazać opakowanie lub etykietę. **Nie wywoływać wymiotów!**

### POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU ZAGROŻENIA

**Ochrona środowiska:** Nie wylewać do kanalizacji, wód powierzchniowych i gruntowych. Zebrać materiałem pochłaniającym ciecz (np. ziemia, piasek, uniwersalne substancje wiążące, krzemionka, trociny, itp). Pozostałość zmyć dużą ilością wody. W przypadku rozlania większych ilości produktu należy poczynić odpowiednie kroki w celu niedopuszczenia do rozprzestrzenienia się w środowisku naturalnym. Wezwać stosowne służby ratownicze.

### TELEFONY ALARMOWE



**Pogotowie ratunkowe:** 999

**Straż pożarna:** 998

### POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI

Zgodnie z wytycznymi zawartymi w p. 13 karty charakterystyki

### DANE DOSTAWCY



**Dr. Weigert Polska Sp. z o.o.**

ul. Francuska 18, 03-906 Warszawa,  
tel./faks: +4822 616 02 23/+4822 617 81 21  
e-mail: office\_pl@drweigert.com

Data wystawienia: 24.04.2009  
Wersja: 1.0