

INFORMACJA O PRODUKCIE NIEBEZPIECZNYM

neodisher Septo DN

Zastosowanie produktu:	Płynny środek dezynfekcyjny do zastosowań przemysłowych. Wyrób medyczny. Do użytku ręcznego.		
Obszar roboczy:		Miejsce pracy:	
Czynność wykonywana:			

ZAGROŻENIA DLA LUDZI I ŚRODOWISKA



Charakterystyka chemiczna:	ciekły preparat (mieszanka)		
Zawiera:	aldehyd glutarowy, glioksal		
Zagrożenia:	Xn	PRODUKT SZKODLIWY	
	R20/22	Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i po połknięciu	
	R37/38	Działa drażniąco na drogi oddechowe i skórę	
	R41	Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu	
	R42/43	Może powodować uczulenie w następstwie narażenia drogą oddechową i w kontakcie ze skórą	
	R68	Możliwe ryzyko powstania nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia	
Dane fizyko-chemiczne:	Postać:	żółtawa ciecz	
	Wartość pH:	4,2 (1,0% w wodzie demi)	

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I OCHRONA OSOBISTA



Pojemniki trzymać szczelnie zamknięte.
Nie wdychać pary/rozpylonej cieczy.
Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.
W przypadku połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – jeżeli to możliwe, pokaż etykietę.

PIERWSZA POMOC



Uwagi ogólne: Należy przestrzegać uwag dotyczących bezpieczeństwa i użytkowania zamieszczonych na etykietce.
W kontakcie ze skórą: Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Skażone partie skóry zmyć dokładnie wodą. Założyć sterylny opatrunek. Zasięgnąć rady lekarza.
W kontakcie z oczami: Wypłukać dużą ilością wody (10 - 15 min.). Chronić niepodrażnione oko, zdjąć szkła kontaktowe. Założyć sterylny opatrunek. Zasięgnąć rady lekarza okulisty.
Po połknięciu: Wypłukać poszkodowanemu usta, dać do picia duże ilości wody. Zasięgnąć rady lekarza, pokazać opakowanie lub etykietę. **Nie wywoływać wymiotów!**

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU ZAGROŻENIA

Ochrona środowiska: Trzymać z dala od źródeł ognia. Nie wylewać do kanalizacji, wód powierzchniowych i gruntowych. Zebrać materiałem pochłaniającym ciecz (np. ziemia, piasek, uniwersalne substancje wiążące, krzemionka, trociny, itp). Pozostałość zmyć dużą ilością wody. W przypadku rozlania większych ilości produktu należy poczynić odpowiednie kroki w celu niedopuszczenia do rozprzestrzenienia się w środowisku naturalnym. Wezwać stosowne służby ratownicze.

TELEFONY ALARMOWE



Pogotowie ratunkowe: 999
Straż pożarna: 998

POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI

Zgodnie z wytycznymi zawartymi w p. 13 karty charakterystyki

DANE DOSTAWCY



Dr. Weigert Polska Sp. z o.o.
ul. Francuska 18, 03-906 Warszawa,
tel./faks: +4822 616 02 23/+4822 617 81 21,
e-mail: office_pl@drweigert.com