

INFORMACJA O PRODUKCIE NIEBEZPIECZNYM

neodisher LM 2

Zastosowanie produktu: Płynny produkt myjący do zastosowań przemysłowych. Wyrób medyczny. Do użytku ręcznego.

Obszar roboczy:

Miejsce pracy:

Czynność wykonywana:

ZAGROŻENIA DLA LUDZI I ŚRODOWISKA



Charakterystyka chemiczna: ciekły alkaliczny preparat (mieszanina)
Zagrożenia: Xi **PRODUKT DRAŻNIĄCY**
R36/38 Działa drażniąco na oczy i skórę
Dane fizyko-chemiczne: **Postać:** jasnożółta ciecz
Wartość pH: 10,6-11,3 (0,5 – 3%)

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I OCHRONA OSOBISTA



Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Nosić odpowiednie rękawice ochronne.

PIERWSZA POMOC



Uwagi ogólne: Należy przestrzegać uwag dotyczących bezpieczeństwa i użytkowania zamieszczonych na etykiecie.

W kontakcie ze skórą: Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Zanieczyszczone partie skóry zmyć dokładnie wodą. Założyć sterylny opatrunek. Zasięgnąć rady lekarza.

W kontakcie z oczami: Wypłukać dużą ilością wody (10 - 15 min.). Chronić niepodrażnione oko, zdjąć szkła kontaktowe. Założyć sterylny opatrunek. Zasięgnąć rady lekarza okulisty.

Po połknięciu: Wypłukać poszkodowanemu usta, dać do picia duże ilości wody. Zasięgnąć rady lekarza, pokazać opakowanie lub etykietę. **Nie wywoływać wymiotów!**

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU ZAGROŻENIA

Ochrona środowiska: Nie wylewać do kanalizacji, wód powierzchniowych i gruntowych. Zebrać materiałem pochłaniającym ciecz (np. ziemia, piasek, uniwersalne substancje wiążące, krzemionka, trociny, itp). Pozostałość zmyć dużą ilością wody. W przypadku rozlania większych ilości produktu należy poczynić odpowiednie kroki w celu niedopuszczenia do rozprzestrzenienia się w środowisku naturalnym. Wezwać stosowne służby ratownicze.

TELEFONY ALARMOWE



Pogotowie ratunkowe: 999

Straż pożarna: 998

POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI

Zgodnie z wytycznymi zawartymi w p. 13 karty charakterystyki

DANE DOSTAWCY



Dr. Weigert Polska Sp. z o.o.
ul. Francuska 18, 03-906 Warszawa,
tel./faks: +4822 616 02 23/+4822 617 81 21,
e-mail: office_pl@drweigert.com