

INFORMACJA O PRODUKCIE NIEBEZPIECZNYM

neodisher SeptoClean

Zastosowanie produktu: Płynny środek myjąco-dezynfekcyjny do zastosowań przemysłowych. Wyrób medyczny. Do użytku maszynowego.

Obszar roboczy:

Miejsce pracy:

Czynność wykonywana:

ZAGROŻENIA DLA LUDZI I ŚRODOWISKA



Charakterystyka chemiczna: ciekły alkaliczny preparat (mieszanina)
Zawiera: metakrzemian disodowy
Zagrożenia: C
R34
PRODUKT ŻRĄCY
Powoduje oparzenia
Dane fizyko-chemiczne: **Postać:** jasnożółta ciecz
Wartość pH: 11,4 – 12,0 (1 – 3 ml/l)

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I OCHRONA OSOBISTA



Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością wody. Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice i okulary ochronne lub ochronę twarzy. W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – jeżeli to możliwe, pokaż etykietę.

PIERWSZA POMOC



Uwagi ogólne: Należy przestrzegać uwag dotyczących bezpieczeństwa i użytkowania zamieszczonych na etykiecie.
W kontakcie ze skórą: Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Skażone partie skóry zmyć dokładnie wodą. Założyć sterylny opatrunek. Zasięgnąć rady lekarza.
W kontakcie z oczami: Wypłukać dużą ilością wody (10 - 15 min.). Chronić niepodrażnione oko, zdjąć szkła kontaktowe. Założyć sterylny opatrunek. Zasięgnąć rady lekarza okulisty.
Po połknięciu: Wypłukać poszkodowanemu usta, dać do picia duże ilości wody. Zasięgnąć rady lekarza, pokazać opakowanie lub etykietę. **Nie wywoływać wymiotów!**

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU ZAGROŻENIA

Ochrona środowiska: Nie wylewać do kanalizacji, wód powierzchniowych i gruntowych. Zebrać materiałem pochłaniającym ciecz (np. ziemia, piasek, uniwersalne substancje wiążące, krzemionka, trociny, itp). Pozostałość zmyć dużą ilością wody. W przypadku rozlania większych ilości produktu należy poczynić odpowiednie kroki w celu niedopuszczenia do rozprzestrzenienia się w środowisku naturalnym. Wezwać stosowne służby ratownicze.

TELEFONY ALARMOWE



Pogotowie ratunkowe: 999
Straż pożarna: 998

POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI

Zgodnie z wytycznymi zawartymi w p. 13 karty charakterystyki

DANE DOSTAWCY



Dr. Weigert Polska Sp. z o.o.
ul. Francuska 18, 03-906 Warszawa,
tel./faks: +4822 616 02 23/+4822 617 81 21,
e-mail: office_pl@drweigert.com

Data wystawienia: 24.04.2009
Wersja: 2.0