

INFORMACJA O PRODUKCIE NIEBEZPIECZNYM

neodisher IP Spray

Zastosowanie produktu:

Preparat do pielęgnacji narzędzi ze stali szlachetnych do zastosowań przemysłowych. Wyrób medyczny.
Do użytku ręcznego.

Obszar roboczy:

Miejsce pracy:

Czynność wykonywana:

ZAGROŻENIA DLA LUDZI I ŚRODOWISKA



Charakterystyka chemiczna: ciekły preparat pod ciśnieniem (gaz: propan-butan)

Zagrożenia: F+

R12

R67

PRODUKT SKRAJNIE ŁATWOPALNY

Produkt skrajnie łatwopalny

Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy

Dane fizyko-chemiczne:

Postać:

pojemnik aerosolowy

Wartość pH:

6 – 7 (koncentrat)

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I OCHRONA OSOBISTA



Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu - nie palić tytoniu.

Nie wdychać par/aerozolu cieczy.

Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.

UWAGA! Pojemniki pod ciśnieniem; należy chronić przed słońcem i unikać temperatury powyżej 50°C. Nie przekłuwać ani nie spalać, także po zużyciu. Nie rozpylać na otwartym płomieniu lub żarzącymi się materiałami. Chronić przed źródłami zapłonu – nie palić w czasie rozpylania. Chronić przed dziećmi.

PIERWSZA POMOC



Uwagi ogólne: Należy przestrzegać uwag dotyczących bezpieczeństwa i użytkowania zamieszczonych na etykiecie.

W kontakcie ze skórą: Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Skażone partie skóry zmyć dokładnie wodą. Założyć sterylny opatrunek. Zasięgnąć rady lekarza.

W kontakcie z oczami: Wyplukać obficie dużą ilością wody (10-15 min.). Chronić niepodrażnione oko, zdjąć szkła kontaktowe. Założyć sterylny opatrunek. Zasięgnąć rady lekarza okulisty.

Po połknięciu: Wyplukać poszkodowanemu usta, dać do picia duże ilości wody. Zasięgnąć rady lekarza, pokazać opakowanie lub etykietę. **Nie wywoływać wymiotów!**

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU ZAGROŻENIA

Ochrona środowiska: Unikać ogrzewania oraz bezpośredniego nasłonecznienia. Nie wylewać do kanalizacji, wód powierzchniowych i gruntowych. Zebrać materiałem pochłaniającym ciecz (np. ziemia, piasek, uniwersalne substancje wiążące, krzemionka, trociny, itp). Pozostałość zmyć dużą ilością wody. W przypadku rozlania większych ilości produktu należy poczynić odpowiednie kroki w celu niedopuszczenia do rozprzestrzenienia się w środowisku naturalnym. Wezwać stosowne służby ratownicze.

TELEFONY ALARMOWE



Pogotowie ratunkowe: 999

Straż pożarna: 998

POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI

Zgodnie z wytycznymi zawartymi w p. 13 karty charakterystyki

DANE DOSTAWCY

 **DR. WEIGERT**

Dr. Weigert Polska Sp. z o.o.
ul. Francuska 18, 03-906 Warszawa,
tel./faks: +4822 616 02 23/+4822 617 81 21
e-mail: office_pl@drweigert.com