

Betriebsanweisung gemäß Gefahrstoffverordnung / TRGS 555

Arbeitsbereich:

Arbeitsplatz:

Tätigkeit:

GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG

Handelsname: neodisher Septo DN

Verwendung der Zubereitung: (8a) Desinfektionsmittel (Medizinprodukt); gewerbliche ,maschinelle Anwendung

Hersteller/Lieferant: Chemische Fabrik Dr. Weigert GmbH & Co. KG, Mühlenhagen 85, D-20539 Hamburg

GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT

Xn



Chemische Auslöser bei den Symbolen T, C, Xn oder R 40, 42, 43
(Siehe auch Abschnitt 3 im Sicherheitsdatenblatt):

Glutardialdehyd, Glyoxal (< 10 %)

- R 20/22 Gesundheitsschädlich beim Einatmen und Verschlucken.
R 37/38 Reizt die Atmungsorgane und die Haut.
R 41 Gefahr ernster Augenschäden.
R 42/43 Sensibilisierung durch Einatmen und Hautkontakt möglich.
R 68 Irreversibler Schaden möglich.

Zustand: flüssig

pH-Wert (20°C)ca.: 3,5 +/- 1,0

Wassergefährdungsklasse (D): 3 - stark wassergefährdend

SCHUTZMAßNAHMEN UND VERHALTENSREGELN



Behälter dicht geschlossen halten.



Dampf /Aerosol nicht einatmen.

Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.

Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.

VERHALTEN BEI GEFAHR

Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen (zusätzlich zu den oben genannten):

Unfalltelefon/Alarmpläne im Betrieb:

Für ausreichende Lüftung sorgen

Umweltschutzmaßnahmen:

Nicht in Kanalisation, Oberflächenwasser, Grundwasser gelangen lassen.
Bei Eintritt in Kanalisation oder Gewässer zuständige Behörden verständigen.

Verfahren zur Reinigung:

Mit Bindemitteln (z.B. Universalbindemittel, Sand, Kieselgur) aufnehmen.
Kleine Reste mit viel Wasser wegspülen.

ERSTE HILFE



Ersthelfer (Name/n):

Allgemeine Hinweise: Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen und sicher entfernen.

Nach Hautkontakt: Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser.

Nach Augenkontakt: Bei geöffnetem Lidspalt gründlich mit viel Wasser spülen (mind. 10 Min.) und anschließend einen Augenarzt aufsuchen.



Nach Verschlucken: Sofort Mund ausspülen und 1 Glas Wasser nachtrinken. Kein Erbrechen herbeiführen. Sofort den Arzt aufsuchen.

Nach Einatmen: Frischluft

SACHGERECHTE ENTSORGUNG

Produktreste und ungereinigte Verpackungen: Siehe Kapitel 13 im EG-Sicherheitsdatenblatt!

Datum / Unterschrift Arbeitgeber: (Graue Felder sind durch den Arbeitgeber zu ergänzen!)